

L'ACROBAT 3000 de Ondal

Un seul système pour toutes les applications – L'ACROBAT 3000 de Ondal est un système fiable et universel qui offre un large éventail d'options pour le milieu médical. Qu'il soit accroché au plafond ou sur un mur, ce système peut supporter moniteurs, caméras et lampes chirurgicales.



ACROBAT 3000 :

- Conçu pour des charges jusqu'à 30 kg
- Angle de rotation de plus de 360 degrés du bras de soutien
- Angle de rotation de 330 degrés du bras ressort avec protection anti-torsion du filage
- Possibilité de trois, cinq, sept ou neuf pôles de branchements pour les prises électriques ou la transmission de signaux

Avantages d'ACROBAT 3000 :

- Roulements à billes de haute qualité pour faciliter le mouvement.
- Guide de parallélisme précis lors du réglage de la hauteur assurant le positionnement optimal de l'équipement suspendu.
- Câblage intérieur réduisant les dangers potentiels de chocs et permettant de nettoyer le système de manière approfondie et plus efficacement.

ondal[®]
Medical Systems

Mouvement – Aussi léger qu'une plume